

INSTRUCTIE OPENEN NIEUWE DOP

PRONTOSAN® WONDREINIGINGSVLOEISTOF EN WONDGEL

De koning van de wondbedvoorbereiding heeft een nieuwe kroon.

STAPPEN

- Draai de dop met de klok mee helemaal rond. De spike in de dop zorgt er nu voor dat de fles opengeprik wordt.
- Verwijder de veiligheidsdring van de dop (deze kan worden weggegooid).
- Draai de dop van de fles.
- Prontosan® is klaar voor gebruik.

