


Ileo High Flow

Extra groot formaat opvangzak voor veel output



Softima® High Flow

- De huidplaat is bloemvormig, waardoor het de lichaamscontouren goed kan volgen.
- Eenvoudige dopsluiting op de brede uitloop.
- Gemakkelijk en veilig aan te sluiten op de Flow Collector.



Softima® 3S High Flow

- Door de drie positioneringsmogelijkheden en de extra bevestiging is er meer bewegingsvrijheid.
- Het opvangzakje is ergonomisch vormgegeven.
- Eenvoudige dopsluiting op de brede uitloop.
- Gemakkelijk en veilig aan te sluiten op de Flow Collector.
- De beige zakjes hebben een discreet dubbel kijkvenster.



Softima® Key ileo High Flow

- Eenvoudige dopsluiting op de brede uitloop.
- Gemakkelijk en veilig aan te sluiten op de Flow Collector.



Flow Collector High Output

- De Flow Collector is een opvangsysteem voor stomadragers met een stoma die veel vloeibare ontlasting produceert. Dit systeem is handig tijdens de nacht en/of bij hoge productie via het ileostoma.
- De Flow Collector is eenvoudig te koppelen aan de High output ileozakjes.

Softima® High Flow – 30 stuks per verpakking

Maat	Artikelnummer	Z-indexnummer	Ø (mm)	Kleur
Maxi	42970K	15591654	15-76 ✂	●
	42971K	15591662	15-76 ✂	○



Softima® 3S High Flow – 30 stuks per verpakking

Maat	Artikelnummer	Z-indexnummer	Ø (mm)	Kleur
Maxi	933055K	16018168	55	●
	933065K	16018176	65	●
	933080K	16018184	80	●
	933155K	16018192	55	○
	933165K	16018206	65	○
	933180K	16018214	80	○



● Beige met kijkvenster

Softima® Key ileo High Flow – 30 stuks per verpakking

Maat	Artikelnummer	Z-indexnummer	Ø (mm)	Kleur
Maxi	63550K	15059251	50	●
± 720 ml	63560K	15059278	60	●
	63680K	15180506	80	○



Flow Collector High Output

Maat	Artikelnummer	Z-indexnummer	Verpakkingseenheid
2000 ml	039901K	15196291	5 stuks
	039900K	15009181	15 stuks



B. Braun Medical B.V. | +31 (0)412 67 24 11 | homecare.nl@bbraun.com | www.bbraun.nl