


Softima® Key

2-delig systeem met een kleefsluiting met 'sleutel'

Softima® Key is een dun en flexibel 2-delig kleefstelsel met een uniek geleidingssysteem voor een precieze, eenvoudige en veilige positionering. Het stomazakje wordt met een kleeflaag met 'sleutel' bevestigd op de huidplaat: het zakje wordt met een tabje ('sleutel') geplaatst in de inkeping (geleiding) aan de onderzijde van de huidplaat. Door het zakje zachtjes aan te drukken valt de 'sleutel' in het 'slot'.

Precieze, eenvoudige en veilige positionering
op de huidplaat door de kleefsluiting met 'sleutel'.

Geen druk op de buik
Zachte, flexibele lens die voelt
als een 1-delig systeem.



Eenvoudig te reinigen
Geen opstaande rand van
de flens.

Optimaal draagcomfort
door ronde, flexibele huidplaat
op basis van hydrocolloïd.

Softima® Key huidplaat – 10 stuks per verpakking

Artikelnummer	Z-indexnummer	Ø (mm)
63040K	15059154	40/15-35 ✂
63050K	15059170	50/15-45 ✂
63060K	15059189	60/15-55 ✂
63080K	15180417	80/15-75 ✂



Softima® Key convex huidplaat – 5 stuks per verpakking

Artikelnummer	Z-indexnummer	Ø (mm)
63052K	15233014	50/15-25 ✂
63062K	15233030	60/15-35 ✂
63063K	15233049	60/15-45 ✂
63064K	15233057	60/25
63066K	15233065	60/30
63067K	15233073	60/35
63069K	15233081	60/40



Softima® Key colozakje – 30 stuks per verpakking

Maat	Artikelnummer	Z-indexnummer	Ø (mm)	Kleur
Midi	63140K	15058883	40	●
	63150K	15058948	50	●
	63160K	15058964	60	●
	63180K	15180395	80	●



B. Braun Medical B.V. | +31 (0)412 67 24 11 | homecare.nl@bbraun.com | www.bbraun.nl

De informatie in deze communicatie is strikt vertrouwelijk, kan bedrijfsinformatie omvatten en is alleen bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Het is eigendom van de afzender van deze informatie. Ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of kopiëren van deze communicatie of een deel daarvan is ten strengste verboden en kan onwettig zijn.