

Softima® Key

2-delig opvangsysteem met een kleefsluiting met 'sleutel'

Softima® Key is een dun en flexibel 2-delig kleefstelsel met een uniek geleidingssysteem voor een precieze, eenvoudige en veilige positionering. Het urine opvangzakje wordt met een kleeflaag met 'sleutel' bevestigd op de huidplaat: het zakje wordt met een tabje ('sleutel') geplaatst in de inkeping (geleiding) aan de onderzijde van de huidplaat. Door het zakje zachtjes aan te drukken valt de 'sleutel' in het 'slot'.

Geen druk op de buik

Zachte, flexibele lens die voelt als een 1-delig systeem.

Precieze, eenvoudige en veilige positionering

op de huidplaat door het unieke geleidingssysteem.

Eenvoudig te reinigen

Geen opstaande rand van de flens.

Optimaal draagcomfort

De zachte non-woven voor- en achterzijde van het zakje is niet hoorbaar als je beweegt.

Voelt veilig en comfortabel

Het aftapkraantje is gemakkelijk te bedienen met een duidelijke open- en dichtstand en anti-druppelsysteem.

Goede nachtrust door het gebruik van een nachtzak

Deze is eenvoudig te koppelen aan het urozakje met behulp van de bijgeleverde connector.



Softima® Key huidplaat – 10 stuks per verpakking

Artikelnummer	Z-indexnummer	Ø (mm)
63040K	15059154	40/15-35 ✂
63050K	15059170	50/15-45 ✂
63060K	15059189	60/15-55 ✂
63080K	15180417	80/15-75 ✂



Softima® Key convex huidplaat – 5 stuks per verpakking

Artikelnummer	Z-indexnummer	Ø (mm)
63052K	15233014	50/15-25 ✂
63062K	15233030	60/15-35 ✂
63063K	15233049	60/15-45 ✂
63064K	15233057	60/25
63066K	15233065	60/30
63067K	15233073	60/35
63069K	15233081	60/40



Softima® Key uro – 20 stuks per verpakking

Maat	Artikelnummer	Z-indexnummer	Ø (mm)	Kleur
Midi ± 575 ml	63740K	15421716	40	●
	63750K	15421724	50	●
	63760K	15421732	60	●
	63840K	15421740	40	○
	63850K	15421759	50	○
	63860K	15421767	60	○



B. Braun Medical B.V. | +31 (0)412 67 24 11 | homecare.nl@bbraun.com | www.bbraun.nl