

Softima® Uro Silk

1-delig opvangzakje met optimaal draagcomfort

Softima® is een leegbaar opvangzakje met een bloemvormige, vlakke, hydrocolloïd huidplaat. Het urine opvangzakje is voorzien van een non-woven voor- en achterzijde en een aftapkraantje om het zakje tussentijds te legen.

Optimaal draagcomfort

door de flexibele huidplaat die mee beweegt.

Geen vrijkomende geurtjes

door het geurbestendige plastic folie.

De urine stroomt niet terug over je huidplaat

doordat het zakje een anti-refluxsysteem heeft.

Voelt veilig en comfortabel

Het aftapkraantje is gemakkelijk te bedienen met een duidelijke open- en dichtstand en anti-druppelsysteem.

Sluit aan op de lichaamscontouren


door de ergonomische vorm

Goede nachtrust door het gebruik van een nachtzak

Deze is eenvoudig te koppelen aan het urozakje met behulp van de bijgeleverde connector.

Ook verkrijgbaar in convex versie voor een teruggetrokken stoma.

De convex vorm heeft een bolling in de huidplaat.



Softima® uro silk – 20 stuks per verpakking

Maat	Artikelnummer	Z-indexnummer	Ø (mm)	Kleur
Midi	043914K	15187373	12-55 ✂	●
± 630 ml	043913K	15187381	12-55 ✂	○



Softima® uro silk convex – 10 stuks per verpakking

Maat	Artikelnummer	Z-indexnummer	Ø (mm)	Kleur
Midi	43919K	15233111	15-35 ✂	●
± 615 ml	43915K	15233154	15-25 ✂	○
	43917K	15233162	15-35 ✂	○
	43920K	15233170	25	○
	43922K	15233189	30	○



B. Braun Medical B.V. | +31 (0)412 67 24 11 | homecare.nl@bbraun.com | www.bbraun.nl

De informatie in deze communicatie is strikt vertrouwelijk, kan bedrijfsinformatie omvatten en is alleen bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Het is eigendom van de afzender van deze informatie. Ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of kopiëren van deze communicatie of een deel daarvan is ten strengste verboden en kan onwettig zijn.